



TOC (metoda čištění) TNT, 0,3 – 20,0 mg/L C

Proizvod #:

2760345

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Kivetni test (Ø 16 mm) u potpunosti je opremljen svim reagensima, optimiziran za pouzdane rezultate mjerenja i jednostavno rukovanje. TNT = Test 'N Tube

TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.

Specifikacije

Broj metode:	10129
Broj testova:	25 – 50
Mjerni rang:	0,3 – 20,0 mg/L
Naziv metode:	Izravno
Parametar:	Ukupni organski ugljik
Platforma:	Test 'N Tube
Posebne napomene:	TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.
Potrebna digestija:	Da