



Standardna otopina silicija, 1 mg/L kao SiO₂ (NIST), 500 mL

Proizvod #:

110649

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Standard za jedan parametar za analitičku kontrolu kvalitete.

Za provjeru preciznosti u određivanju silicija

Specifikacije

Koncentracija:	1 mg/L SiO ₂
Opis:	Standardna otopina silicija kao SiO ₂ (NIST)
Parametar:	Silicij
Platforma:	Otopina
Volumen/ veličina paketa:	500 mL