



Be Right™



Standard kontrole kvalitete tekućih anorganskih tvari u otpadnim vodama, 500 mL

Proizvod #: 2833149
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standard kontrole kvalitete (tekuće anorganske tvari u otpadnim vodama) za parametre amonijaka, nitrata, fosfata, KPK, sulfata i TOC.

Standardna otopina sadrži sljedeće koncentracije:

<TableBullet/>Amonijak: 15 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$

<TableBullet/>Nitrat: 10 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$

<TableBullet/>KPK: 500 mg/L O_2

<TableBullet/>Fosfat: 10 mg/L PO_4

<TableBullet/>Sulfat: 400 mg/L SO_4

<TableBullet/>TOC: 161 mg/L C

Specifikacije

Koncentracija:	TOC 161 mg/L C
Opis:	Standard kontrole kvalitete tekućih anorganskih tvari u otpadnim vodama, 500 mL
Parametar:	Miješano
Platforma:	Otopina
Volument/ veličina paketa:	500 mL