



Standardna otopina klora, 25-30 mg/L kao Cl₂, komplet od 20 komada - 2 mL PourRite ampule

Proizvod #:

2630020

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Standard za jedan parametar za analitičku kontrolu kvalitete.

Specifikacije

Koncentracija:	25 – 30 mg/L Cl ₂
Opis:	Standardna otopina klora, 25-30 mg/L kao Cl ₂ , PourRite ampule, komplet od 20 komada
Parametar:	Klor
Platforma:	Otopina
Volumen/ veličina paketa:	20 Ampule