



Komplet za kalibraciju standarda mutnoće Stablcal, 0 — 4000 NTU

Proizvod #:

2662105

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Pet primarnih standardnih otopina stabiliziranog formazina, spremnih za upotrebu. U kompletu su hermetički zatvorene bočice od: <0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU.

Za upotrebu s mjeračima mutnoće 2100N, 2100N IS, TL2300 i TL2310 IS.

Precizne, unaprijed pripremljene otopine formazina

Uz zakonom zaštićenu tehnologiju proizvodnje, Hach priprema standarde Stablcal u širokom nizu preciznih koncentracija - omogućujući točne kalibracije mjerača mutnoće.

Na temelju primarnih standarda formazina

Stabilizirani formazinski standardi Stablcal sadrže isti polimer za raspršivanje svjetlosti kao tradicionalni formazinski primarni standardi mutnoće — i jednako su djelotvorni.

Pojačana stabilnost štedi vrijeme i rad

Dok se primarni standardi Formazin mogu pripremiti izravno u laboratoriju, postupak je zahtjevan i dugotrajan - a razrijeđeni standardi nisu stabilni. Stablcal je stabilizirana verzija Formazina koja pruža ponovljive rezultate bez vremena i truda koji su potrebni za pripremu standarda u laboratoriju.

Pouzdana rezultati

Hach je prvi primijenio Formazin kao standard mutnoće u industriji pitke vode prije više od 40 godina. Standardi Stablcal temelje se na desetljećima iskustva u mjerenju mutnoće.

Specifikacije

Koncentracija:	< 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
Parametar:	Mutnoća
Uređaj:	2100N, 2100N IS, TL2300 i TL2310 IS
Volument/ veličina paketa:	Komplet od 5