



Standard mutnoće Stablcal, 0,50 NTU, 100 mL

Proizvod #:

2698042

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna



Stabilizirana primarna otopina standarda Formazine, 0,50 NTU, bočica od 100 ml.

Precizne, unaprijed pripremljene otopine Formazina

Uz zakonom zaštićenu tehnologiju proizvodnje, Hach priprema standarde Stablcal u širokom nizu preciznih koncentracija - omogućujući točne kalibracije mjerača mutnoće.

Na temelju primarnih standarda formazina

Stabilizirani formazinski standardi Stablcal sadrže isti polimer za raspršivanje svjetlosti kao tradicionalni primarni standardi mutnoće – i jednako su djelotvorni.

Povećana stabilnost štedi vrijeme i trud

Dok se primarni standardi Formazin mogu pripremiti izravno u laboratoriju, postupak je zahtjevan i dugotrajan - a razrijeđeni standardi nisu stabilni. Stablcal je stabilizirana verzija Formazina koja pruža ponovljive rezultate bez vremena i truda koji su potrebni za pripremu standarda u laboratoriju.

Pouzdati rezultati

Hach je prvi primijenio Formazin kao standard mutnoće u industriji pitke vode prije više od 40 godina. Standardi Stablcal temelje se na desetljećima iskustva u mjerenju mutnoće.

Specifikacije

Koncentracija:	0,5 NTU
Platforma:	Otopina
Volumen/ veličina paketa:	100 mL