



Jastučići s reagensom u prahu za monoklor F, komplet od 50 komada

Proizvod #:

2802246

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Reagens u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje kloramina, 0-4,50 mg/L kao Cl₂.

Specifikacije

Broj metode:	10171
Broj testova:	50
Mjerni rang:	0,04 - 4,50 mg/L Cl ₂
Naziv metode:	Indofenol
Parametar:	Kloramin, mono
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Volument/ veličina paketa:	50 komada