



Komplet reagensa za fosfonate, 10 mL

Proizvod #:

2429700

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Reagensi u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje spojeva fosfonata metodom UV persulfatne oksidacije.

Specifikacije

Broj metode:	8007
Broj testova:	100
Čuvanje uređaja:	10 °C - 25 °C
Mjerni rang:	10 mL
Mjerni rang (2):	1,0 - 125 mg/L PO ₄
Naziv metode:	Persulfatna UV oksidacija
Opis:	Komplet reagensa za fosfonate
Parametar:	Fosfonati
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Posebne napomene:	Komplet sadrži: jastučiće s prahom za kalijev persulfat (2084769), PhosVer 3 jastučiće s prahom (2106069)
Uređaj:	Sve osim DR 900