



Fosfat, orto, TNT, 0,06 – 5,00 mg/L PO₄

Proizvod #:

2742545

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Kivetni test (Ø 16 mm) u potpunosti je opremljen svim reagensima, optimiziran za pouzdane rezultate mjerenja i jednostavno rukovanje. TNT = Test 'N Tube. 25-50 testova.

TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.

Specifikacije

Broj metode:	8048
Broj testova:	25 – 50
Mjerni rang:	0,06 – 5,00 mg/L PO ₄
Naziv metode:	Askorbinska kiselina
Parametar:	Fosfat, orto
Parameter:	Reactive (Orthophosphate)
Platforma:	Test 'N Tube
Posebne napomene:	TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.