



PhosVer 3 jastučići s reagensom u prahu za fosfate, uzorak od 25 mL, komplet od 1000 komada

Proizvod #:

212528

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Reagens u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje orto fosfata. Za uzorke od 25 mL. Komplet od 1.000 komada.

Specifikacije

Broj metode:	8048
Broj testova:	1000
EPA compliant:	Da
Mjerni rang:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Naziv metode:	Askorbinska kiselina
Parametar:	Fosfat, orto
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Uređaj:	DR/3000, DR/2000
Volumen/ veličina paketa:	1000 u kompletu