



PhosVer 3 reagens za fosfate, AccuVac ampule, komplet od 25 komada

Proizvod #:

2508025

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



ACCUVAC ampule sadrže preciznu količinu reagensa za jedan test i mogu se koristiti kao kivete za mjerenje. Za određivanje reaktivnog fosfora metodom askorbinske kiseline. Komplet od 25 komada.

Specifikacije

Broj metode:	8048
Broj testova:	25
Mjerni rang:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Naziv metode:	Askorbinska kiselina
Parametar:	Fosfat
Platforma:	Accuvac
Uređaj:	Sve osim DR/820
Volumen/ veličina paketa:	25 /pk