



Otopina indikatora za slobodni klor za analizator klora CL17/CL17sc (473 mL)

Proizvod #:

2314011

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Specifikacije

Broj testova:	450
Čuvanje uređaja:	Čuvati spremnike dobro zatvorene na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od vlage.
Mjerni rang:	Ne primjenjuje se
Parametar:	Klor, slobodni
Platforma:	Otopina
Uređaj:	CL17/CL17sc

Potrebni dodaci

- Zaštitne rukavice veličine L, plave, nitril, bez pudera, 50 komada (Item SM743L)