



Formazinski standard mutnoće, 4000 NTU, 500 mL

Proizvod #:

246149

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Standard mutnoće može se razrijediti za upotrebu s bilo kojim Hachovim mjeračem mutnoće.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	Store in a cool, dark place, away from direct sunlight
Koncentracija:	4000 NTU
Mjerni rang:	N/A
Parametar:	Turbidity
Volument/ veličina paketa:	500 mL 500 mL