



Sension+ ORP/redoks elektroda s gelom, keramička dijafragma

Proizvod #:

LZW5055.97.0002

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

ORP/redoks elektroda sa žicom od platine. Tijelo od polikarbonata. Raspon ± 2.000 mV, 0-80°C. Jednostavno održavanje. Za prijenosne mjerače.

Specifikacije

Accuracy:	1 mV s pH1 mjeračem
Dimenzije (D x D):	12 mm x 85 mm (bez drške)
Duljina:	85 mm (bez drške)
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
Materijal:	Tijelo senzora: polikarbonat
Mjerni rang:	± 2000 mV
Otopina za punjenje:	Gel koji se ne može ponovo puniti
Parametar:	ORP
Spoj sonde:	Keramička glava
Temperaturni rang:	0 - 80 °C
Termistor:	-
Vrsta:	Prijenosni
Vrsta senzora:	Prsten od platine
Vrsta sonde:	Prijenosna