



BoroVer« 3 jastučići s reagensom u prahu za bor, komplet od 100 komada

Proizvod #:

1417099

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Reagens s prahom u zapečaćenim paketima za određivanje bora karmin metodom, komplet od 100 komada.

Specifikacije

Broj metode:	8015
Broj testova:	100
Mjerni rang:	0,2 - 14,0 mg/L B
Napomena:	*Općenito, DR 5000 koristi iste metode kao DR/4000. DR 2800 koristi iste metode kao DR 2700, DR/2500 i DR/2400. Postoje neke iznimke.
Naziv metode:	Karmin
Parametar:	Bor
Uređaj:	Sve osim DR/800, PC II
Volumen/ veličina paketa:	100 komplet