



ChromaVer 3 reagens za krom, AccuVac ampule, komplet od 25 komada

Proizvod #:

2505025

Opasno po zdravlje

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.



Prijedlog zamjene:

- 1271099

Ampule sadrže preciznu količinu reagensa za jedan test i mogu se koristiti kao kivete za mjerenje. Za određivanje kroma, šesterovalentnog. Komplet od 25 ampula.

Specifikacije

Broj metode:	8023
Broj testova:	25
EPA compliant:	Da
Mjerni rang:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺
Naziv metode:	1,5-difenilkarbohidrazid
Parametar:	Krom
Platforma:	Accuvac
Uređaj:	Sve osim DR/850, DR/820
Volumen/ veličina paketa:	25 u kompletu