



Komplet reagensa za tvrdoću (ULR), jastučići s otopinom

Proizvod #:

2603100

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Za određivanje tvrdoće iznimno niskog raspona, klorofosfonazo metoda.

Komplet reagensa za određivanje tvrdoće iznimno niskog raspona klorofosfonazo metodom. Hach metoda 8374. Raspon: 4-1.000 µg/L Ca i Mg kao CaCO₃. Klorofosfonazo otopina reagensa pakirana je u jastučićima za jedinično doziranje. (100 testova).

Specifikacije

Broj metode:	8374
Broj testova:	100
Mjerni rang:	8 - 1000 µg/L CaCO ₃
Naziv metode:	Klorofosfonazo
Parametar:	Tvrdoća
Platforma:	Otopina
Posebna značajka:	Reagent set, Pillows
Uređaj:	Sve osim DR/800, PC II