



Standardna otopina sulfata, 1.000 mg/L kao SO₄ (NIST), 500 mL

Proizvod #: 2175749
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standard za jedan parametar za analitičku kontrolu kvalitete.

Za provjeru preciznosti u određivanju sulfata

Specifikacije

Koncentracija:	1000 mg/L SO ₄
Opis:	Standardna otopina sulfata, 1.000 mg/L SO ₄ (NIST), 500 mL
Parametar:	razlikuje se
Platforma:	Otopina
Volumen/ veličina paketa:	500 mL 500