



SpecCheck komplet sekundarnih standarda za monokloramin / slobodni amonijak

Proizvod #: 2507500

EUR Cijena: Kontaktirajte nas

Nije prikazan datum isporuke

Kruti gel-standardi (komplet od 4 bočice) spremni za upotrebu za provjeru instrumenata u laboratoriju i na terenu.

Monokloramin 0,04 - 4,50 mg/L Cl_2 ; slobodni amonijak 0,2 - 0,50 mg/L NH_3 -N.

Specifikacije

Koncentracija:	0.04 – 4.50 mg/L Cl_2
Naziv metode:	Indofenol
Opis:	Monokloramin / slobodni amonijak
Volument/ veličina paketa:	Komplet od 4 bočice