



Otopina za punjenje, referentna, 3 M KCl s AgCl, 100 mL

Proizvod #:	S21M004
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

Otopina za punjenje referentnog dijela elektrode, kalijev klorid (KCl) sa zasićenim AgCl, 3 M, boca od 100 mL

Specifikacije

Formula:	KCl 3M i AgCl zas.
Koncentracija:	3 M KCl, zasićen s AgCl
Opis:	MTC301, PHC301
Platforma:	Otopina
Solution Type:	Ponovno punjenje
Volumen/ veličina paketa:	100 mL