



Inhibitor nitrifikacije za BOD, formula 2533(TM), TCMP, 500 g

Proizvod #: 253334
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

BOD reagensi

TCMP - 2-kloro-6 (triklorometil) piridin (N-Serve), obložen na inertnom supstratu. Upotrijebite 0,16 g u uzorku od 300 mL za inhibiciju dušične potrebe za kisikom u BOD testu, 500 g.

Druga je mogućnost da upotrijebite bocu PN 1704200 i čep s dozatorom, broj dijela 45901.

Specifikacije

Broj metode:	8043
Broj testova:	2500
Formula:	Triklormetil piridin (TCMP)
Opis:	Inhibitor nitrifikacije
Package settings:	Boca
Platforma:	Jar /staklenka
Primjena:	Inhibitor nitrifikacije
	(CBOD)
Volumen/ veličina paketa:	500 g