



**Be Right™**



## Otopina za punjenje, unutrašnja, polarografski DO, 30 mL

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Proizvod #:</b>           | <b>2759123</b>    |
| EUR Cijena:                  | Kontaktirajte nas |
| Nije prikazan datum isporuke |                   |

Otopina za punjenje za polarografsku sondu za mjerenje otopljenog kisika, kalijev klorid / glicerol, boca od 30 mL

---

### Specifikacije

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Formula:                  | KCl i glicerol   |
| Opis:                     | 5130, 5197000    |
| Solution Type:            | Ponovno punjenje |
| Volumen/ veličina paketa: | 30 mL            |