



Vrhovi za pipete, pipeta Tensette 1970001, 0,1-1,0 mL, komplet od 1000 komada

Proizvod #:

2185628

EUR Cijena:
Dostupno

Kontaktirajte nas

Za precizno, ekonomično pipetiranje s pipetama Tensette tvrtke Hach. Jednokanalne pipete koje koriste vakuum dolaze u dva modela: volumen od 0,1-1,0 mL (pomaci od 0,1 mL) ili 1,0 - 10,0 mL (pomaci od 1,0 mL). Volumen se bira jednostavnim okretanjem poklopca.

Specifikacije

Volumen/ veličina paketa: 1000 u kompletu