



Kivetni test za fosfat (orto/ukupni) za AP 3800 multi

Proizvod #:

APC349

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Hach kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Veliko pakiranje.

Raspon mjerenja: 0,05-1,5 mg/L PO₄-P

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Službeno odobreno za granice pristanka. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	100
Čuvanje uređaja:	15 °C - 25 °C
Mjerni rang:	0,05 - 1,5 mg/L PO ₄ -P
Mjerni rang (2):	0,15 - 4,5 mg/L PO ₄
Naziv metode:	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Opis:	Orto/ukupni fosfati
Parametar:	Fosfat
Platforma:	APC
Potrebna digestija:	Za ukupni F
Standard method:	EN ISO 6878