



Titracijski namjenski komplet za prehrambene proizvode i pića: slobodni i ukupan SO₂ u vinu

Proizvod #: AP0012.AT1122

EUR Cijena: Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna

Namjenski komplet za određivanje slobodnog i ukupnog SO₂ u vinu. Prikladan za seriju Titrilab AT1000 i modele automatskog titratora AT1122/AT1222.

Specifikacije

Garancija:	24 mjeseci
Kompatibilni instrumenti:	AT1122
	AT1222
Parametar:	Slobodni i ukupan SO ₂ u vinu
Primjena:	Načini primjene vezani uz prehrambene proizvode i pića
Što je u pretincu:	Namjenski komplet sadrži staklenu štrcaljku, plastične čaše, magnetski štapić za miješanje, unaprijed programirane načine primjene na USB memoriji, elektrodu, konusni adapter, zatvarač za boce.
Vrsta:	Application Pack

Što je u pretincu

Namjenski komplet sadrži staklenu štrcaljku, plastične čaše, magnetski štapić za miješanje, unaprijed programirane načine primjene na USB memoriji, elektrodu, konusni adapter, zatvarač za boce.