



Elektronička pipeta s promjenjivim volumenom Tensette plus

Proizvod #:

BBP087

EUR Cijena:
Dostupno

Kontaktirajte nas

Izvrсна preciznost: elektronička pipeta Tensette plus

Elektronička pipeta, promjenjivi volumen 0,2 - 5,0 mL, zajedno sa stalkom, baterijom i napajanjem

Vrhovi se prodaju zasebno.

Intuitivno kretanje izbornikom

Prethodno programirani volumeni za LCK kivetne testove

Precizna i pouzdana

Jednostavna i sigurna za rukovanje

Specifikacije

Što je u pretincu:

Elektronička pipeta 0,2 - 5,0 mL, stalak, baterija, napajanje, osnovni priručnik.

Vrhovi nisu uključeni i moraju se kupiti zasebno.

Što je u pretincu

Elektronička pipeta 0,2 - 5,0 mL, stalak, baterija, napajanje, osnovni priručnik. Vrhovi nisu uključeni i moraju se kupiti zasebno.