



## Addista Mono standard za kivetni test za klor LCK310

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Proizvod #:</b> | <b>LCA310</b>     |
| EUR Cijena:        | Kontaktirajte nas |
| Dostupno           |                   |

Standardni sustav kontrole za analitičku kontrolu kvalitete (Analytical Quality Assurance - AQA), za kivetni test za klor

---

### Specifikacije

|                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čuvanje uređaja:  | 2 - 8 °C (držati na hladnom)                                                                                                                                                                                        |
| Koncentracija:    | 25 – 30 mg/L Cl <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                        |
| Opis:             | ADDISTA mono standard za kivetni test za klor LCK310                                                                                                                                                                |
| Parametar:        | Klor                                                                                                                                                                                                                |
| Platforma:        | LCA                                                                                                                                                                                                                 |
| Posebne napomene: | Zahvaljujući faktorima povezanih s proizvodnjom, koncentracija standarda je između 25 i 30 mg/L Cl <sub>2</sub> . Nakon izvršene procedure, nominalna vrijednost prikazana je u popratnom certifikatu o testiranju. |