



Addista Standardna otopina za više parametara

Proizvod #: LCA701
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Sustav za analitičku kontrolu kvalitete (AQA) koji sadrži jednu kombiniranu standardnu otopinu / otopinu za dodavanje i dvije otopine za kružni test.

Primjenjivo za kivetne testove

<TableBullet/>LCK306 olovo, 0,1-2,0 mg/L Pb

<TableBullet/>LCK321 željezo, 0,2-6,0 mg/L Fe

<TableBullet/>LCK329 bakar, 0,1-8,0 mg/L Cu

<TableBullet/>LCK337 nikal, 0,1-6,0 mg/L Ni

<TableBullet/>LCK353 sulfat, 150-900 mg/L SO₄

<TableBullet/>LCK360 cink, 0,2-6,0 mg/L Zn

Povjerenje u vaše rezultate

Kontinuirano dokumentiranje mjera kontrole kvalitete za analize putem sustava Addista potkrepljuje ispravnost vaših rezultata analize vode.

Manje složenosti

Svaka standardna otopina Addista sadrži nekoliko parametara. Time se značajno smanjuje broj bočica u vašem laboratoriju sa standardima za jedan parametar.

Manja mogućnost pogreške

Otopine Addista spremne su za upotrebu s LCK kivetnim testovima tvrtke Hach. Budući da nije potrebno razrjeđivanje, potrebno je manje vremena u pripremi te se eliminira mogući dodatni izvor pogreški prilikom analize standardnih otopina.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
Opis:	ADDISTA standardna otopina za više parametara
Platforma:	LCA