



Addista Standardna otopina za više parametara

Proizvod #: LCA704
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Ispitivanje kvalitete vode. Kako provjeravate jesu li rezultati vaših analiza uvijek točni?

Sustav za analitičku kontrolu kvalitete (AQA) koji sadrži jednu kombiniranu standardnu otopinu / otopinu za dodavanje i dvije otopine za kružni test.

Primjenjivo za kivetne testove:

<TableBullet/>LCK153 sulfat, 40-150 mg/L SO₄

<TableBullet/>LCK305 amonijak, 1-12 mg/L NH₄-N

<TableBullet/>LCK311 klorid, 1-70 mg/L Cl

<TableBullet/>LCK314 KPK, 15-150 mg/L O₂

<TableBullet/>LCK340 nitrat, 5-35 mg/L NO₃-N

<TableBullet/>LCK349 fosfat (orto), 0,05-1,5 mg/L PO₄-P

<TableBullet/>LCK385 TOC, 3-30 mg/L C

Povjerenje u vaše rezultate

Kontinuirano dokumentiranje mjera kontrole kvalitete za analize putem sustava Addista potkrepljuje ispravnost vaših rezultata analize vode.

Manje složenosti

Svaka standardna otopina Addista sadrži nekoliko parametara. Time se značajno smanjuje broj bočica u vašem laboratoriju sa standardima za jedan parametar.

Manja mogućnost pogreške

Otopine Addista spremne su za upotrebu s LCK kivetnim testovima tvrtke Hach. Budući da nije potrebno razrjeđivanje, potrebno je manje vremena u pripremi te se eliminira mogući dodatni izvor pogreški prilikom analize standardnih otopina.

Specifikacije

Čuvanje uređaja: 2 - 8 °C (držati na hladnom)
Opis: Addista standardna otopina za više parametara
Platforma: LCA