



Addista Standardna otopina za više parametara

Proizvod #:	LCA708
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

Sustav za analitičku kontrolu kvalitete (AQA) koji sadrži jednu kombiniranu standardnu otopinu / otopinu za dodavanje i dvije otopine za kružni test.

Primjenjivo za kivetne testove

LCK338 LATON, 20-100 mg/L TN_b

LCK514 KPK, 100-2000 mg/L O₂

LCK350 fosfati (ukupni), 2-20 mg/L PO₄-P

Povjerenje u vaše rezultate

Kontinuirano dokumentiranje mjera kontrole kvalitete za analize putem sustava Addista potkrepljuje ispravnost vaših rezultata analize vode.

Manje složenosti

Svaka standardna otopina Addista sadrži nekoliko parametara. Time se značajno smanjuje broj bočica u vašem laboratoriju sa standardima za jedan parametar.

Manja mogućnost pogreške

Otopine Addista spremne su za upotrebu s LCK kivetnim testovima tvrtke Hach. Budući da nije potrebno razrjeđivanje, potrebno je manje vremena u pripremi te se eliminira mogući dodatni izvor pogreški prilikom analize standardnih otopina.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
Opis:	ADDISTA standardna otopina za više parametara
Platforma:	LCA