



Standard za mješovite parametre Addista, NIST, otpadna voda, visok raspon

Proizvod #:

LCA720

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Standard za kontrolu kvalitete mješovitih parametara za parametre otpadnih voda, visok raspon. Komponente standardne otopine (s izuzetkom amonija) sljedeće su od certificiranog materijala NIST do SRM.

Primjenjivo za kivetne testove

- LCI400 COD (ISO 15705 formula), 0 - 1000 mg/L O₂

- APC400 COD (ISO 15705 formula), 0 - 1000 mg/L O₂

- APC114, LCK114 COD, 150 - 1000 mg/L O₂

- APC303, LCK303 amonij , 2 - 47 mg/L NH₄-N

- APC338, LCK338 ukupni dušik, 20 - 100 mg/L TN_b

- APC340, LCK340 nitrat, 5 - 35 mg/L NO₃-N

- APC350, LCK350 fosfat, 2 - 20 mg/L PO₄-P

Povjerenje u vaše rezultate

Kontinuirano dokumentiranje mjera kontrole kvalitete za analize putem sustava Addista potkrepljuje ispravnost vaših rezultata analize vode.

Manje složenosti

Svaka standardna otopina Addista sadrži nekoliko parametara. Time se značajno smanjuje broj bočica u vašem laboratoriju sa standardima za jedan parametar.

Manja mogućnost pogreške

Otopine Addista spremne su za upotrebu s LCK kivetnim testovima tvrtke Hach. Budući da nije potrebno razrjeđivanje, potrebno je manje vremena u pripremi te se eliminira mogući dodatni izvor pogreški prilikom analize standardnih otopina.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:

2 - 8 °C (držati na hladnom)

Platforma:

LCA