



Komplet za valjanost pipete

Proizvod #: LCA722
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Za provjeru preciznosti pipeta unutar analitičke kontrole kvalitete (AQA).

Pogreške u pipetiranim volumenima često se mogu pripisati loše podešenoj pipeti. Do te pogreške može doći nakon dugotrajne upotrebe, prejakoj navijanja, mehaničkog stresa ili nepravilnog rukovanja. Redovite provjere s kompletom za testiranje pipeta pridonosi ranom otkrivanju.

Specifikacije

Broj testova:	5
Čuvanje uređaja:	15 °C - 25 °C
Naziv metode:	Dekolorizacija
Opis:	Komplet za testiranje pipeta
Parametar:	Komplet za testiranje pipeta
Platforma:	LCA
Posebne napomene:	Dostavljena otopina u boji kojoj je točno poznat sastav razrjeđuje se probnim volumenom iz vrhova pipeta. Dobivena apsorpcija mjera je za devijaciju od ispravnog volumena. Na taj način mogu se jasno otkriti pogreške pipetiranja veće od 2%.