



Kivetni test za KPK – ISO 15705, 0-1000 mg/L O₂

Proizvod #:

LCI400

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Službeno odobreno za granice pristanka. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Točne koncentracije formule s ISO odobrenjem

Iznimno precizno

Unaprijed dozirano i spremno za upotrebu

Bez kontakta s toksičnim reagensom

Usluga odlaganja/recikliranja

Specifikacije

Broj testova:	24 testovi, jedan slijepi
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C (zaštita od svjetla)
Mjerni rang:	0 - 1000 mg/L O ₂
Naziv metode:	ISO 15705
Opis:	Kemijska potreba za kisikom
Parametar:	KPK
Platforma:	LCK
Potrebna digestija:	Da
Standard method:	ISO 15705
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900