



Be Right™



Laton Kivetni test za ukupni dušik 1-16 mg/L TNb

Proizvod #:

LCK138

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Službeno odobreno za granice pristanka. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Barkod naljepnica za automatsko prepoznavanje u fotometru i Truecal kalibraciju

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	1 - 16 mg/L TN _b
Naziv metode:	EN ISO 11905-1
Opis:	Ukupno vezanog dušika
Parametar:	Ukupni dušik (Laton)
Platforma:	LCK
Potrebna digestija:	Da
Razdoblje između servisa:	17 mjeseci od dana proizvodnje
Standard method:	EN ISO 11905-1 razgradnja s peroksodisulfatom
Truecal:	Da