



Be Right™



## Kivetni test za kromne kisele kupke 0,5-450 g/L CrO<sub>3</sub>

Proizvod #:

LCK213

Opasno po zdravlje

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



### LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

### Specifikacije

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Broj testova:             | 25   |
| Čuvanje uređaja:          | 15 - 25 °C   |
| EPA compliant:            | nije raspoloživo   |
| Mjerni rang:              | 0,5 - 5,0 g/L CrO <sub>3</sub>                             |
| Mjerni rang (2):          | 50 - 450 g/L CrO <sub>3</sub>                              |
| Naziv metode:             | Intrinzična boja kupke                                     |
| Opis:                     | Kisele kupke za prevlačenje kromom, galvanske kromne kupke |
| Parametar:                | Kromna kiselina  |
| Platforma:                | LCK  |
| Razdoblje između servisa: | 24 mjeseci od dana proizvodnje                             |