



Kivetni test za bakrene kisele kupke 2-100 g/L Cu

Proizvod #:

LCK229

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	2 - 100 g/L Cu
Naziv metode:	Intrinzična boja kupke
Opis:	Kisele kupke za prevlačenje bakrom
Parametar:	Bakar
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900