



## Kivetni test za alkohol 0,01-0,12 g/L

**Proizvod #:** LCK300  
**EUR Cijena:** Kontaktirajte nas  
**Dostupno**

### LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

#### Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

---

### Specifikacije

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Broj testova:    | 24 (u test je uključena nulta otopina) |
| Čuvanje uređaja: | 2 - 8 °C (držati na hladnom)           |
| Mjerni rang:     | 0,01 - 0,12 g/L                        |
| Naziv metode:    | Alkoholne oksidaze (enzimne)           |
| Parametar:       | Alkohol                                |
| Platforma:       | LCK                                    |
| Uređaj:          | DR3900, DR6000, DR1900                 |