



Be Right™



## Kivetni test za amonijak 47-130 mg/l NH<sub>4</sub>-N

Proizvod #:

LCK302

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



### LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Službeno odobreno za granice pristanaka. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

#### Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

---

### Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
Mjerni rang:	47 - 130 mg/L NH <sub>4</sub> -N
Mjerni rang (2):	60 - 167 mg/L NH <sub>4</sub>
Naziv metode:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017
Parametar:	Amonijak
Platforma:	LCK
Razdoblje između servisa:	17 mjeseci od dana proizvodnje