



Kivetni test za olovo 0,1-2,0 mg/L Pb

Proizvod #:

LCK306

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Spremno za upotrebu, daje maksimalnu sigurnost, jednostavna upotreba, sustav za fotometrijsku provjeru i zaštita okoliša

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	0,1 - 2,0 mg/L Pb
Naziv metode:	PAR
Parametar:	Olovo
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	Za kompletnu razgradnju olova koristite CRACK SET LCW902
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900