



Kivetni test za bor 0,05-2,5 mg/L B

Proizvod #:

LCK307

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25 testovi
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
Mjerni rang:	0,05 - 2,50 mg/L B
Naziv metode:	DIN 38405-D17
Parametar:	Bor
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900