



Kivetni test za kadmij 0,02-0,3 mg/L Cd

Proizvod #:

LCK308

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
Mjerni rang:	0,02 - 0,3 mg/L Cd
Naziv metode:	Cadion
Parametar:	Kadmij
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	za uklanjanje iona kalcija i/ili magnezija koji uzrokuju interferenciju (do 5000 mg/l) koristite komplet LCW903 za odvajanje kalcija prije nego što odredite kadmij
Uređaj:	putem kompleta LCK308. Za kompletnu razgradnju kadmija koristite CRACK SET LCW902. DR3900, DR6000, DR1900