



Kivetni test za klor/ozon/klor-dioksid

Proizvod #:

LCK310

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	24
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,05 - 2,0 mg/L Cl ₂
Mjerni rang (2):	0,05 - 2,0 mg/L O ₃
Naziv metode:	ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Opis:	Slobodni/ukupni klor, klor-dioksid i ozon
Parametar:	Klor/ozon/klor-dioksid
Platforma:	LCK
Standard method:	ISO 7393-2
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900