



Kivetni test za cijanid 0,01-0,6 mg/L CN

Proizvod #:

LCK315

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
Mjerni rang:	0,01 - 0,6 mg/L CN
Naziv metode:	Barbiturna kiselina - piridin
Opis:	Slobodni cijanid
Parametar:	Cijanid
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900