



Kivetni test za cijanid (jednostavno se oslobađa) 0,03-0,35 mg/L CN⁻

Proizvod #:

LCK319

EUR Cijena:
Dostupno

Kontaktirajte nas

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	24 (u test je uključena nulta otopina)
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,03 - 0,35 mg/L CN
Naziv metode:	Hach metoda
Opis:	jednostavno se oslobađa
Parametar:	Cijanid
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900