



Kivetni test za željezo (II/III) 0,2-6,0 mg/L Fe

Proizvod #:

LCK320

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	24
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
Mjerni rang:	0,2 - 6,0 mg/L Fe
Naziv metode:	DIN 38406-E1
Opis:	Iron II i III
Parametar:	Željezo
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900