



Kivetni test za željezo 0,2-6,0 mg/L Fe

Proizvod #:

LCK321

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
Mjerni rang:	0,2 - 6,0 mg/L Fe
Naziv metode:	ISO 6332-1988, DIN 38406 E1-1
Parametar:	Željezo
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	Za kompletnu razgradnju željeza koristite CRACK SET LCW902
Potrebna digestija:	Da, za ukupno željezo
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900