



Kivetni test za fluoride 0,1-2,5 mg/L Fe

Proizvod #:

LCK323

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Spremno za upotrebu, daje maksimalnu sigurnost, jednostavna upotreba, sustav za fotometrijsku provjeru i zaštita okoliša

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,1 - 2,5 mg/L F
Naziv metode:	SPADNS
Parametar:	Fluorid
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900