



Kivetni test za formaldehid 0,5-10,0 mg/L H₂CO

Proizvod #: LCK325
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	24 (u test je uključena nulta otopina)
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	0,5 - 10 mg/L H ₂ CO
Naziv metode:	Acetilacetone
Parametar:	Formaldehid
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000