



Kivetni test za bakar 0,1-8,0 mg/L Cu

Proizvod #: LCK329
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,1 - 8,0 mg/L Cu
Naziv metode:	Batokuproina disumporna kiselina
Parametar:	Bakar
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	Za kompletnu razgradnju bakra koristite CRACK SET LCW902.
Potrebna digestija:	Da, za ukupni bakar
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900