



Be Right™



Kivetni test za molibden 3-300 mg/L Mo

Proizvod #:

LCK330

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	24
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	3 - 300 mg/L Mo
Naziv metode:	Tioglikolna kiselina
Parametar:	Molibden
Platforma:	LCK
Razdoblje između servisa:	12 mjeseci od dana proizvodnje